



Deze bedrijfsverbandset Toolpack B is een compacte maar complete verbandset.

Met deze universele verbandset bent u altijd voorzien van al het noodzakelijke materiaal wanneer er problemen zijn.

Ook voor mensen die geen eerstehulpopleiding hebben gevolgd is deze set goed te gebruiken voor het verzorgen van kleine verwondingen.



Artikelnr.: 600.VK0017



Bedrijfsverbandset Toolpack B

Inhoud		artikelnummer
1 x	Wondsnelverband 6 x 8 cm	600.VM.W008006
4 x	Snelverband #1 EU 8 x 6 cm	600.VM.S008006
2 x	Snelverband #2 EU 10 x 8 cm	600.VM.S010008
16 x	Hydrofiel gaas 9 x 5 cm	600.GZ.H009005
10 x	Hydrofiel gaas 5 x 5 cm	600.GZ.H005005
2 x	Wondkompres 10 x 10 cm	600.GZ.K010010
3 x	Elastisch fixatiewindsel 6 cm	600.WN.F006004
1 x	Ideaalwindsel 6 cm	600.WN.I006005
1 x	Ideaalwindsel 8 cm	600.WN.I008005
1 x	Driekante doek	600.MX.5150
1 x	Set hechtstrips (10 stuks)	600.TX.012076
1 x	Synthetische watten	600.MX.4510
1 x	Vingerbob	600.4075.01
1 x	Wondpleister strips	600.TX.100060
1 x	Pleister assortiment	600.TX.990020
1 x	Beademingsmasker	600.MX.8100
1 x	puntpincet	600.ST.0013
1 x	Verbandschaar 19 cm	600.ST.1020
1 x	Set veiligheidsspelden	600.ST.2010
2 x	Paar handschoenen	600.MX.8400
1 x	Desinfectielotion 30 ml	600.MX.9300
1 x	Rol kleefpleister 5 m x 2,5 cm	600.TX.K5M025
1 x	Reddingsdeken goud/zilver	600.MX.5100
	Complete vulling verbandkoffer	600.VK0017V



HANDELINGEN EERSTE HULP



Belangrijke regels bij Eerste Hulp:

1. Let op gevaar.
2. Ga na wat er is gebeurd en daarna wat iemand mankeert.
3. Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting.
4. Zorg voor professionele hulp.
5. Help het slachtoffer op de plaats waar hij of zij ligt.

Alarmeren (112)

- Vermeld bij het alarmeren:
- welke hulpdienst nodig is
 - wat er is gebeurd
 - waar het is gebeurd
 - hoeveel slachtoffers er zijn
 - wat de slachtoffers mankeren

Bij letsel aan armen of benen zo mogelijk sieraden (laten) afdoen in verband met afknellen door zwelling.

Braken bij bewusteloosheid.	Draai een op de rug liggend slachtoffer op de zij.
Iemand verslikt zich.	Sla 5x tussen de schouderbladen. Sla met de vlakke hand. Ondersteun de borstkas met de andere hand.
Er stroomt veel bloed uit een wond.	Stop het bloeden. Druk de wond dicht. Leg zo mogelijk eerst een verband of schone handdoek op de wond.
Er zijn brandwonden.	Koel gedurende minstens 10 minuten. Laat rustig lauw water over de verbrande plek lopen.
Er is een wond (weinig bloed).	Spoel de wond schoon met water. Dek de wond zo schoon mogelijk af. Gebruik wondpleister, steriel gaasje en kleefpleister of een wondsnelverband.
Er is een schaafwond.	Spoel de wond met schoon water. Dek de wond alleen af als dit nodig is, bijv. i.v.m. kleding. Gebruik wondpleister of gaas, bij voorkeur niet-verklevend.
Lichaamsdeel doet pijn en kan niet gebruikt worden. (ontwrichting/botbreuk)	Voorkom beweging. Slachtoffer zelf een gebroken arm laten ondersteunen. Ondersteun een gebroken been over de hele lengte inclusief voet.
Lichaamsdeel doet pijn maar kan nog wel bewogen worden. (Kneuzing/verstuiking)	Koel 10 tot 15 minuten. Liefst met een zak met water en ijs, koud kraanwater, een nat washandje of een coldpack. Geef steun en leg het lichaamsdeel zo mogelijk hoog.
U hebt gebruik gemaakt van deze verbanddoos.	Vul de materialen snel aan. Ga naar uw leverancier.



Bewaar deze handleiding in de koffer

HET ORANJE KRUIS